



# KeyGuard™

Presentazione di KeyGuard: la nostra resina dentale di precisione; per produrre paradenti personalizzati che, per comfort e protezione, sono imbattibili!



**BIOCOMPATIBILE**



**FORTE**



**DURATURO**



**CONFORTEVOLE**

BIANCO



#4220200 (1kg bottiglia)

NERO



#4220201 (1kg bottiglia)

VIOLA



#4220202 (1kg bottiglia)

VERDE



#4220203 (1kg bottiglia)

## CARATTERISTICHE

- CALZA IN MODO PRECISO PER AUMENTARE IL COMFORT E AVERE PRESTAZIONI MIGLIORI
- COMPLETA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE PER PROTEGGERE SOLO DOVE È NECESSARIO
- EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
- DURATA SUPERIORE
- MAGGIORE SOSTENIBILITÀ RISPETTO AI METODI TRADIZIONALI

PROPRIETÀ	METODO	KEYGUARD™
Resistenza allo strappo	ASTM D624-00	30 kN/m
Durezza	ASTM D2240-00, 25C @ 0 sec	75-90 A
Forza d'Impatto	ISO 179-1	27.5 kJ/m <sup>2</sup>
Resistenza all'Impatto	ISO 179-1	220 j/m
Assorbimento Acqua	ASTM D570 @ 3hr	5.7%
Isteresi ciclica di trazione	Energia restituita @ 25C Energia persa @ 25C	27% 73%
Allungamento alla rottura (deformazione)	ASTM D638	130%
Viscosità Liquido	Interna	900cP
Biocompatibilità	ISO 10993-5, Citotossicità ISO 10993-10, Sensibilizzazione ISO 10993-23, Irritazione	APPROVATO

keystone<sup>®</sup>  
industries



[keyprint.keystoneindustries.com](http://keyprint.keystoneindustries.com)

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027  
EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131  
EU: +49 77 31 91 21 01